

Réfrigérateur mortuaire — Neuf places

MLM-05 · Fiche technique

Réfrigérateur mortuaire modulaire à neuf places (3×3) en acier inoxydable pour les grands hôpitaux et instituts médico-légaux, +2 à +8°C. Configuration congélateur disponible.

Caractéristiques clés

- Intérieur et extérieur en acier inoxydable 304
- Température de fonctionnement +2 à +8°C
- Configuration modulaire haute capacité
- Configuration congélateur (−10 à −20°C) disponible



Spécifications

Dimensions (L×l×H)	2800 × 2200 × 2400 mm
Température	+2 à +8°C
En option	Groupes frigorifiques multiples, alarme UPS, désodorisant, verrouillage universel des portes, refroidissement de secours