



بحوض مدمج وخلاط يدوي، مصممة لأقسام الطب الشرعي والباثولوجي.
طاولة تشريح من الفولاذ المقاوم للصدأ

المزايا الرئيسية

- سطح علوي من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304
- حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ
- توردد مع خلاط مياه يدوي

المواصفات الفنية

الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع)

2380 × 800 × 800 مم

صينية مثقبة قابلة للإزالة من الفولاذ المقاوم للصدأ، رأس دش

اختياري